

Baxolve™

ENGLISH Quick Start Guide


FRANÇAIS Guide de Démarrage Rapide

DEUTSCH Kurzanleitung

www.slendertone.com


UK 0845 070 77 77 Republic of Ireland 1890 92 33 88
France 0810 347 450 Deutschland 0180 2 330 330

Contents Contenu Inhalt



A Setup

Installation
Einstellung




1 Attach Pads Placement des électrodes Pads anlegen


Remove the covers from the **white** side of the pads. Place each pad directly over a metal connector and push it firmly into the connector within the positioning guidelines.

Retirez les caches qui protègent la face **blanche** des électrodes). Placez chaque électrode directement sur un connecteur métallique et appuyez fermement dessus en suivant les lignes de positionnement.

Entfernen Sie die Abdeckungen von der **weißen** Seite der Elektroden. Drücken Sie jede Elektrode fest in einen Metallanschluss innerhalb der Positionsmarkierungen ein.



2 Insert Battery Insérez les piles Einlegen der Batterien



3 Attach Unit Attachez l'unité Das Gerät anbringen

Hook the clip at the back of the unit onto the unit holder and push the two plugs into the sockets on the base of the unit.

Accrochez la pince située à l'arrière de l'appareil sur l'étui, puis enfoncez les deux fiches dans les prises situées à la base de l'appareil.

Haken Sie die Halterung auf der Geräterückseite im Gerätehalter ein und drücken Sie die beiden Stecker in die Anschlüsse am Unteren Teil des Geräts.

B Application

Mise en Place
Anwendung




4 Remove Covers Retirez les caches Entfernen Sie den Schutz

Remove covers from the **black** side of the pads. Do not throw these away as you will need them later.

Retirez les caches qui protègent la face **noire** des électrodes. Ne les jetez pas car vous en aurez besoin à la fin de la séance.

Entfernen Sie den Schutz von den **schwarzen** Seiten der Pads. Diese Schutzfolien nicht entsorgen, da Sie diese am Ende Ihrer Sitzung benötigen.

5 Position Belt Ajustez la ceinture Gürtel umlegen



Hold the belt behind you with the control unit on your right. Position the belt locator centrally over your spine. Fasten the belt securely around your waist. Use the secondary straps to fasten the belt more securely.

Tenez la ceinture derrière vous, le boîtier de commande à droite. Placez le repère de positionnement de la ceinture au centre, sur votre colonne vertébrale. Attachez la ceinture fermement autour de votre taille. Utilisez les attaches secondaires pour bien fixer la ceinture.

Halten Sie den Gürtel hinter Ihren Rücken (Kontrollgerät auf der rechten Seite). Positionieren Sie die Gürtelausrichtung mittig über Ihrer Wirbelsäule. Legen Sie den Gürtel straff um Ihre Taille an. Verwenden Sie die Zusatzbänder, um den Gürtel sicher anzulegen.

C Operation

Opération
Betrieb



6 Power On Allumer l'appareil Gerät anschalten


Press and hold the On/ Off key for 2 seconds to switch your unit on. Then select your required program.
Appuyez sur la touche de marche/arrêt pendant deux secondes pour mettre l'appareil sous tension. Sélectionnez le programme de votre choix.
Halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Wählen Sie Ihr gewünschtes Programm aus.



7 Increase Intensity Augmentez l'intensité Intensität erhöhen

Increase the intensity to a level you find comfortable.
Augmentez l'intensité jusqu'à un niveau qui vous semble confortable.
Erhöhen Sie die Intensität auf eine Stufe, die Ihnen angenehm erscheint.

BAXOLVE Unit L'unité BAXOLVE Das BAXOLVE-Gerät



Baxolve™

ESPAÑOL **Guía de Inicio Rápido**


NEDERLANDS **Snel Aan de Slag**

ITALIANO **Guida All'uso Rapida**

PORTUGUÊS **Guia de Utilização Rápida**

www.slendertone.com


☎ International: +353 1 844 1016



A

Disposición
Opstelling

Messa a punto
Instalação



1


Colocación de los electrodos
Het plaatsen van de pads
Posizionare degli elettrodi
Posicionando as eléctrodos

Retire los plásticos protectores del lado **blanco** de los electrodos. Coloque cada electrodo directamente encima de un conector metálico y empújelo firmemente dentro de las guías de posición.

Verwijder de bescherming van de **witte** kant van de elektroden. Plaats elke elektrode over een metalen verbindingstuk en duw hem stevig op het verbindingstuk binnen de markeringen.

Rimuovere le coperture dal lato di colore **bianco** degli elettrodi. Inserire ciascun elettrodo direttamente sul connettore metallico e spingerlo saldamente nel connettore all'interno delle guide di posizionamento.

Retire as coberturas da parte **branca** dos eléctrodos adesivos. Coloque cada eléctrodo adesivo directamente por cima de cada conector de metal e pressione-os com firmeza, seguindo as orientações de colocação.



2

Inserte las baterías
De batterijen plaatsen
Inserisca le batterie
Introduza baterias



3

Introducción de la unidad
De unit plaatsen
Inserimento dell'unità
Introdução do Aparelho

Enganche la pinza de la parte posterior de la unidad al portabilidad e introduzca los dos enchufes en las tomas de la base de la unidad.

Steek de clip aan de achterkant van het apparaat in de houder en duw de twee stekkers in het contact onderaan het apparaat.

Agganciare la clip alla parte posteriore dell'unità sulla custodia e spingere le due spine nelle prese alla base dell'unità.

Encaixe o grampo na parte de trás da unidade no suporte da unidade e ligue as duas fichas às entradas situadas na base da unidade.


B

Uso
Toepassing

Applicazione
Aplicação

4

Retire los plásticos
Haal de hoesjes af
Rimuovere los copertures
Retire as coberturas



Retire los plásticos protectores del lado **negro** de los electrodos. No deseches los protectores, ya que volverá a necesitarlos al final de la sesión.

Haal het hoesje van de **zwarte** kant van de pads af. Gooi deze hoesjes niet weg, u hebt ze aan het eind van uw trainingssessie weer nodig.

Rimuovere le coperture dal lato di colore **nero** degli elettrodi. Non gettare le coperture, che saranno riutilizzate alla fine della sessione.

Retire as coberturas da parte **negra** dos eléctrodos adesivos. Não deite fora as coberturas, já que irá necessitar delas no final da sessão.

5


Colocación del cinturón
De riem omdoen
Indossate la cintura
Colocação do cinto

Sujete el cinturón tras usted y la unidad de control a su derecha. Coloque el localizador del cinturón centrado sobre su columna vertebral. Sujétese bien el cinturón alrededor de la cintura.

Houd de band achter u met het bedieningsapparaat aan de rechterkant. Houd de bandplaatser in het midden van uw ruggengraat. Maak de band stevig rond uw taille vast.

Tenere la cintura dietro di sé con l'unità di controllo sulla destra. Collocare il posizionatore della cintura al centro sulla spina dorsale. Allacciare saldamente la cintura intorno alla vita.

Segure a cinta por detrás das suas costas, com a unidade de controlo à sua direita. Coloque o eixo da cinta centralmente sobre a sua coluna vertebral. Aperte a cinta firmemente em torno da sua cintura.



C

Operación
Verrichting

Funzionamento
Operação

6

Encienda la unidad
Schakel in het unit
Accendere l'unità
Ligue seu aparelho



Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encender la unidad. Elija el programa adecuado.

Druk op de Aan/Uit toets en houd deze 2 seconden ingedrukt, om het apparaat aan te zetten. Selecteer het door u gewenste programma.

Tenere premuto il pulsante di accensione/spengimento per 2 secondi per accendere l'unità. Selezionare il programma desiderato.

Prima e segure o botão Ligar/Desligar durante 2 segundos para ligar a unidade. Seleccione o programa pretendido.

7

Aumente la intensidad
Intensiteit verhogen
Aumentare l'intensità
Aumente a intensidade



Aumente la intensidad a un nivel que le resulte cómodo.

U kunt de intensiteit naar een voor u prettig aanvoelend niveau verhogen.

Aumentare l'intensità a un livello accettabile.

Aumente a intensidade para um nível que lhe seja confortável.


La unidad baxolve
Uw baxolve apparaat
L'unità baxolve
A sua unidade baxolve

Controles de intensidad
De intensiteit toetsen
Comandi di intensità
Controlos de Intensidade

Botón de modo de ráfagas
Burst-modus toets
Tasto Modalità Sequenza
Tecla do Modo de "Rajada"

Botón de bloqueo
Vergrendelingstoets
Tasto di blocco
Tecla Bloquear

Botón de selección de programas
Programmakeuze toets
Tasto di selezione dei programmi
Tecla Seleccionar Programa



Botón de encendido/apagado/pausa
Aan/ Uit/ Pauze Toets
Tasto di accensione/spengimento/pausa
Tecla Ligar/Desligar/Pausa